

Link do produktu: <https://easyoffice24.pl/test-antygentowy-aripa-covid-19-wymazowy-z-nosa-p-93447.html>



Test antygentowy ARIPA Covid-19 wymazowy z nosa

Cena brutto	0,28 zł
Cena netto	0,28 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EasyOffice_15535
Kod producenta	EasyOffice_15535
Kod EAN	4270002271814
Cena jednostkowa	0.28 sztuka

Opis produktu

Wykrywają wszystkie warianty covid-19 w tym omikron !
 Testy najwyższej jakości. Pochodzą z niemieckiej dystrybucji.
 Bardzo wysoka czułość, aż 99,3%.
 Posiadają instrukcję w języku polskim.

Domowy test antygenowy wymazowy aripa biotec sars-cov-2 antigen test cassette

- Producent: Aripa Biotec GmbH
- Specjalna aproba BfArM: 5640-S-100/21
- Najwyższa jakość testu: czułość: > 99,3%
- Specyficzność: > 99,2%
- Test antygenowy rzetelnie i szybko dokonuje selekcji osób podejrzanych o SARS-CoV-2.
- Wyniki są dostępne w ciągu 15 minut, co umożliwia szybką identyfikację osób zarażonych.
- Łatwa obsługa bez dodatkowego systemu analizy
- Test przeznaczony do użytku domowego

Rekomendowany do samodzielnego wykonania szybki test antygenowy

Szybki test antygenowy COVID-19 N to test immunologiczny typu sidestream oparty na zasadzie techniki podwójnego przeciwciała. Test służy do szybkiego i jakościowego wykrywania antygenów przeciwko COVID-19/SARS-Cov-2 w wymazach z nosa (przód nosa). Antygen jest zwykle wykrywalny w przedniej części nosa, w nosogardzieli i gardle w ostrej fazie infekcji.

Wyniki dodatnie wskazują na obecność antygenów wirusowych, ale do określenia stanu zakażenia wymagana jest korelacja kliniczna z historią pacjenta i innymi informacjami diagnostycznymi. Pozytywne wyniki nie wykluczają infekcji bakteryjnej lub konfekcji innymi wirusami. Wykryty patogen może nie być ostateczną przyczyną choroby. Wyniki ujemne nie wykluczają zakażenia SARS-CoV-2 i nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji dotyczących leczenia lub postępowania z pacjentem, w tym decyzji dotyczących kontroli zakażenia. Wyniki ujemne należy rozważyć w kontekście niedawnego narażenia pacjenta, historii i obecności klinicznych oznak i objawów zgodnych z COVID-19 i potwierdzić testami molekularnymi, jeśli jest to konieczne do leczenia pacjenta.

- Temperatura badania: 15 - 30°C
- Temperatura przechowywania: 2 - 30°C

ZESTAW ZAWIERA:

- Test kasetkowy 1szt.,
- probówka na bufor ekstrakcyjny 1szt.,
- jednorazowa wymazówka 1szt.,
- torebka na odpady 1szt.,
- Instrukcja obsługi w języku polskim.

Oryginalne opakowanie musi posiadać naklejki zabezpieczające z każdej strony pudełka. Masz pewność, że nikt nie miał dostępu do zawartości opakowania.

Jak korzystać z testu na antygen nosowy?

PRZYGOTOWANIE

- 1.Przed testem umyj ręce wodą z mydłem przez co najmniej 10 sekund.
- 2.Sprawdź zawartość zestawu testowego
- 3.Upewnij się, że nie jest uszkodzony
- 4.Miej pod ręką stoper